

改良 Gomori 三色染色液

摘要

又称 MGT 染色液。肌肉活检，肌纤维呈青绿色，胶原纤维呈亮绿色，细胞核呈紫色，线粒体呈红色。

产品介绍

又称 MGT 染色液。肌肉活检，肌纤维呈青绿色，胶原纤维呈亮绿色，细胞核呈紫色，线粒体呈红色。新鲜材料尽快进行冰冻切片。Gomori 染色液应冰箱内存放，超过有效期建议丢弃以保证染色鲜亮。分化时间应根据染液配制时间适当调整，时间越长，分化时间约短。