

SOB 固体培养基粉剂

SOB 培养基可以用于各种细菌培养，是分子生物学常规试剂。SOB 固体培养基粉剂主要由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠、氯化钾、氯化镁、琼脂粉等组成，其胰蛋白胨浓度比常规 LB 培养基高 1 倍，溶于无菌水，加热并制成固体平板。如果严格要求无菌，经 15psi 高压灭菌 20min。

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
SOB 固体培养基粉剂	JLC3284	1L	90	RT

操作步骤：

充分溶于无菌水，加热使琼脂粉完全溶解，并加入合适的抗菌素，倾倒成固体平板。

注意事项：

注意无菌操作，尽量避免污染。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：24 个月有效。