

SOC 固体培养基粉剂

SOC 培养基可以用于各种细菌培养，是分子生物学常规试剂。SOC 固体培养基粉剂主要由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠、氯化钾、氯化镁、葡萄糖组成，其胰蛋白胨浓度比常规 LB 培养基高 1 倍，充分溶于无菌水，加热并制成固体平板。

如果严格要求无菌，最好加热溶解后，过滤除菌，并迅速制成固体平板，备选 7.5psi 高压灭菌 15min。

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
SOC 固体培养基粉剂	JLC3285	1L	98	RT

操作步骤：

充分溶于无菌水，加热使琼脂粉完全溶解，并加入合适的抗菌素，倾倒成固体平板。

注意事项：

注意无菌操作，尽量避免污染。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：24 个月有效。