

## 磷酸缓冲盐粉剂(10\*PBS,无钙镁)

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
磷酸缓冲盐粉剂(10*PBS,无钙镁)	JLC3076	1L	25	RT

**操作步骤:**

如需无菌，可进行高压灭菌或过滤除菌。

**注意事项:**

在进行细胞培养过程中细胞的洗涤时，应注意无菌操作，避免被微生物污染。

磷酸缓冲盐粉剂(10\*PBS,无钙镁)由于不含有钙离子，不易产生沉淀，出现该种情况后，一般置于温浴至沉淀溶解即可，如果产生较多沉淀应弃用。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 24 个月有效。