

## TB 培养基粉剂(Terrific Broth)

Terrific 肉汤又称 TB 培养基，可用于多种细菌培养，是分子生物学常规试剂。

TB 培养基粉剂主要由胰蛋白胨、酵母提取物、甘油、磷酸盐、琼脂粉等组成，其胰蛋白胨和酵母提取物的浓度比常规 LB 培养基高，充分溶于无菌水，加热并制成固体平板。

如果严格要求无菌，经 15psi 高压灭菌 20min。

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
TB 培养基粉剂 (Terrific Broth)	JLC3287	1L	130	RT

### 操作步骤:

试剂(A)、试剂(B)同时溶于无菌水并加入合适的抗菌素和菌种进行培养。

如需无菌，试剂(A)、试剂(B)同时溶解于蒸馏水或去离子水，高压灭菌 20min。

### 注意事项:

注意无菌操作，尽量避免污染。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 24 个月有效。