

## YT 培养基粉剂(2×)

YT 培养基可用于多种细菌培养。YT 培养基粉剂(2×)主要由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠等组成，其浓度比常规 LB 培养基高，溶于无菌水即可使用。如果严格要求无菌，应经 15psi 高压灭菌 20min。

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
YT 培养基粉剂(2×)	JLC3292	1L	90	RT

**操作步骤:**

根据实验具体要求操作，溶于无菌水并加入合适的抗菌素和菌种进行培养。如需无菌，应溶解于蒸馏水或去离子水，高压灭菌 20min。

**注意事项:**

注意无菌操作，尽量避免污染。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 24 个月有效。