

磷酸缓冲盐粉剂(1*PBS,无钙镁)

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
磷酸缓冲盐粉剂 (1*PBS,无钙镁)	JLC3070	1L	7	RT

操作步骤(仅供参考):

1、取 1 份磷酸缓冲盐粉剂(1*PBS,无钙镁), 溶解于去离子水或双蒸水中, 充分混匀, 即可使用。如需无菌, 可进行高压灭菌或过滤除菌。

注意事项:

在进行细胞培养过程中细胞的洗涤时, 应注意无菌操作, 避免被微生物污染。

磷酸缓冲盐粉剂(1*PBS,无钙镁)由于不含有钙离子, 不易产生沉淀, 出现该种情况后, 一般置于温浴至沉淀溶解即可, 如果产生较多沉淀应弃用。

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24 个月有效