

胰蛋白酶-CaCl₂ 溶液(0.1%)

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
胰蛋白酶-CaCl ₂ 溶液(0.1%)	JLC3147	100ml	130	-20℃

自备材料:

PBS、Hanks 液或无血清培养液

显微镜

离心机

注意事项:

尽量减少反复冻融的次数，以免失效。在使用 Trypsin-EDTA solution 过程中，要特别注意避免消化液被细菌污染。

Trypsin-EDTA solution 消化细胞时间不宜过长，否则细胞铺板后生长状况会较差。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。