



## 嗜吞噬细胞无浆体探针法 qPCR 试剂盒

**Anaplasma phagocytophilum Probe qPCR Kit**

货号: JLC\_Y7072

使

用

说

明

书

产品及特点

嗜吞噬细胞无浆体（Anaplasma phagocytophilum）是一种由两层膜包裹的小型革兰氏阴性多形性球菌，直径一般约为 0.2 ~ 2.0 μm，可大至 2 μm，寄生在真核宿主的细胞质内。嗜吞噬细胞无浆体属于人兽共患病病原，该病原能引起宿主食欲不振、发热、远端肢体水肿、抑郁、不愿移动和瘀点出血等常见的临床症状，亦可引起反刍动物产奶量减少。对于健康状况不佳及免疫抑制者，该病原往往导致严重的并发症甚至死亡，对人和动物均有较强致病性，被认为是一种具有重要公共卫生学意义的新兴病原体。因此嗜吞噬细胞无浆体的快速检测具有重要意义，为此本公司以探针法 qPCR 技术为基础开发了嗜吞噬细胞无浆体的检测试剂盒，**它具有下列特点：**

- 1. 即开即用，用户只需要提供样品 DNA 模板。
- 2. 引物和探针经过优化，灵敏度高，检测限可达 100 拷贝/反应。
- 3. 提供阳性对照，便于区分假阴性样品。
- 4. 特异性高，引物是根据嗜吞噬细胞无浆体基因组 DNA 高度保守区设计，不会跟其它生物的 DNA 发生交叉反应。
- 5. 既可用于定性检测，又可用于定量检测。用于定量检测时线性范围至少 5 个数量级。
- 6. 本产品足够 50 次 20 μL 体系的探针法荧光定量 PCR 反应。
- 7. 本产品只能用于科研。

规格及成分

| 成分                                                                     | 规格    | 包装        |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 2×Probe qPCR MasterMix                                                 | 500μL | 0.5mL 本色盖 |
| 荧光 PCR 专用模板稀释液                                                         | 1mL   | 1.5mL 绿盖管 |
| 超纯水                                                                    | 1mL   | 1.5mL 蓝盖管 |
| 嗜吞噬细胞无浆体 qPCR 引物-探针干粉                                                  | 50 次  | 0.5mL 棕色管 |
| 嗜吞噬细胞无浆体阳性对照(1E7 拷贝/μL)                                                | 50μL  | 0.5mL 黄盖管 |
| 使用手册                                                                   | 1 份   | 无         |
| 本产品采用五孔盒包装                                                             |       |           |
| <b>注 意：</b> 引物-探针干粉在使用前需要离心，然后在离心管中加入 165μL 的超纯水充分混匀后再使用，未用完的需要-20℃保存。 |       |           |

**一、稀释标准曲线样品**（以 1E1-1E6 拷贝/μL 这 6 个 10 倍稀释度为例）。由于标准品浓度非常高，因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行，千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分。本产品不

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>使用方法</p> | <p>提供活体样品做阳性对照，只提供 DNA 片段作为阳性对照。</p> <p>1. 标记 6 个离心管，分别为 6，5，4，3，2，1。</p> <p>2. 用带芯枪头分别加入 45 <math>\mu</math>L 荧光 PCR 专用模板稀释液，用带芯枪头（下同）。</p> <p>3. 在 6 号管中加入 5 <math>\mu</math>L 1E7 拷贝/<math>\mu</math>L 的阳性对照(试剂盒提供)，充分震荡混匀 1 分钟，得到 1E6 拷贝/<math>\mu</math>L 的标准曲线样品。放冰上待用。</p> <p>4. 换枪头，在 5 号管中加入 5 <math>\mu</math>L 1E6 拷贝/<math>\mu</math>L 的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡混匀 1 分钟，得到 1E5 拷贝/<math>\mu</math>L 的标准曲线样品。放冰上待用。</p> <p>5. 换枪头，在 4 号管中加入 5 <math>\mu</math>L 1E5 拷贝/<math>\mu</math>L 的阳性对照(上步所得)，充分震荡混匀 1 分钟，得到 1E4 拷贝/<math>\mu</math>L 的标准曲线样品。放冰上待用。</p> <p>6. 依次重复上面的操作得到 6 个稀释度的标准曲线样品。放冰上待用。</p> <p><b>二、样品 DNA 的制备</b></p> <p>7. 如果有 N 个样品，设置 N+2 个提取，多出的一个是 PC（样品制备阳性对照），一个是 NC（样品制备阴性对照）。可以用 10 <math>\mu</math>L 上步所得 4 号稀释液再加上一定量的水使总体积跟每次制备要求的体积一样，以此作为 PC。另外用水作为 NC。</p> <p>8. 用自选方法纯化样品的 DNA，本试剂盒跟市场上大多数样品 DNA 提取试剂盒兼容。也可以选购本公司的免提取核酸释放剂。</p> <p><b>三、Probe qPCR 反应（20<math>\mu</math>L 体系，在样品制备室进行）</b></p> <p>9. 如果做定量分析并且只做 1 次重复，则标记 N+9 个 PCR 管，其中 N+2 个用于上步得到的 N+2 个样品，1 个用于 PCR 阴性对照（用水做模板），6 个用于标准曲线。如果做定性分析并且只做 1 次重复，则标记 N+4 个 PCR 管，其中 N+2 个用于上步得到的 N+2 个样品，1 个用于 PCR 阴性对照（用水做模板），1 个用于 PCR 阳性对照（直接用第 6 步第 4 号管的阳性对照稀释液做模板）。下面只以定量分析为例描述操作步骤。</p> <p>10. 在标记管中按下表加入各成分（本表只列出一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照，并且阳性对照样品要等所有管子盖上盖子储存好后加）：</p> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 成分                       | 样品管<br>N+2 个 | PCR<br>阴性对照管 | 标准曲线样品管<br>(1-6 管) |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 2×Probe qPCR MasterMix   | 各 10μL       | 10μL         | 各 10μL             |
| 嗜吞噬细胞无浆体 qPCR 引物-探针混合液   | 各 3μL        | 3μL          | 各 3μL              |
| N+2 个待测 DNA 样本           | 各 7μL        | 不加           | 不加                 |
| 超纯水                      | 不加           | 7μL          | 不加                 |
| 第 6 步所得标准曲线样品稀释液 (1-6 号) | 不加           | 不加           | 各 7μL              |

11. 盖上盖子后上机，按下面参数进行 PCR：

| 过程                 | 温度  | 时间                           |
|--------------------|-----|------------------------------|
| 预变性                | 95℃ | 2min                         |
| PCR 反应<br>(40 个循环) | 95℃ | 15sec                        |
|                    | 60℃ | 1min (采集 FAM 通道，淬灭基团为 TAMRA) |

四、数据处理

12. 如果扩增阳性对照或制备阳性对照结果为阴性，则整个扩增或制备实验无效，不需要分析数据，需要重做扩增或制备或跟厂家联系。如果扩增阴性对照或制备阴性对照结果为阳性，说明环境污染，则整个扩增或制备实验无效，不需要分析数据，需要跟厂家联系，购买新的引物和探针。
13. 如果阴性对照和阳性对照正常，则实验有效，可以进入后续分析。
14. 如果把本试剂盒用于定量检测，则以阳性对照浓度的 log 值为横轴，以 Ct 值为纵轴，绘制标准曲线。再以待测样品的 Ct 值从标准曲线上推算出样品 DNA 浓度的 log 值，再推算出其浓度。
15. 如果把本试剂盒用于定性检测，只判断阳性或阴性，则阴性对照必须无 Ct 或 Ct 大于或等于 40。阳性对照必须有荧光对数增长，有典型扩增曲线，Ct 值应该小于 40，否则实验无效。如果实验有效，则分析待测样品，如果无 Ct 或 Ct 大于或等于 40，则为阴性。如果 Ct 小于 40 则为阳性。

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>自备试剂</b>  | 超纯水，样品 DNA。          |
| <b>运输及保存</b> | 低温运输，-20℃保存，有效期 2 年。 |

**生产企业：上海机纯实业有限公司**

**公司地址：上海市松江区九亭镇研展路158弄15号1603**

**公司电话：021-54720761**

**技术支持：13166274223**