

木栓化细胞壁染色液(苏丹染色法)

摘要

主要用于新鲜组织切片以及经乙醇、FAA 固定液固定、冰冻干燥的组织切片等样本的角质化细胞壁或者栓质化细胞壁的染色观察，如有，则有橘红色的颜色反应。

产品介绍

主要用于新鲜组织切片以及经乙醇、FAA 固定液固定、冰冻干燥的组织切片等样本的角质化细胞壁或者栓质化细胞壁的染色观察，如有，则有橘红色的颜色反应。