

## 透明质酸染色液

### 摘要

区分结缔组织蛋白多糖中是否硫酸软骨素和透明质酸

### 产品介绍

透明质酸染色液采用透明质酸酶联合阿利新蓝染色,其原理在于透明质酸酶可以裂解透明质酸和硫酸软骨素的糖苷键。在阿利新蓝染色前用透明质酸酶做标本预处理,与未处理的切片相比,若处理过的切片不着色,则表明组织中存在透明质酸和硫酸软骨素;若预处理没有产生影响,则说明组织中不含透明质酸和硫酸软骨素。