

## 一氧化氮合酶染色液

### 摘要

一氧化氮合酶染色，也称作 NOS 染色液

### 产品介绍

一氧化氮合酶染色，也称作 NOS 染色液主要由四氮唑蓝孵育液、阴性对照组成。染色后酶活性部位呈蓝色沉淀。

一氧化氮合酶染色液由磷酸盐缓冲、漂洗、孵育、复染等步骤，可用于组织冰冻切片染色，尤其适用于脑组织冰冻切片染色，亦可用于细胞爬片、细胞涂片染色。该染色液仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。