

SOB 培养基(pH7.0)

SOB 培养基可以用于各种细菌培养，是分子生物学常规试剂。 SOB 培养基(pH7.0)主要由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠、氯化钾、氯化镁等组成，其胰蛋白胨浓度比常规 LB 培养基高 1 倍，经 15psi 高压灭菌 20min。

| 产品名称 | 产品编号 | 产品规格 | 产品价格 | 产品条件 |
|----------------|---------|-------|------|------|
| SOB 培养基(pH7.0) | JLC3280 | 500ml | 155 | 4℃ |

操作步骤:

根据实验具体要求操作。加入合适的抗菌素和菌种进行培养。

注意事项:

注意无菌操作，尽量避免污染。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。