

YT 培养基(2×,pH7.0)

YT 培养基可用于多种细菌培养。YT 培养基 (2×)主要由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠等组成，其浓度比常规 LB 培养基高，经 15psi 高压灭菌 20min。

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
YT 培养基(2×,pH7.0)	JLC3293	500ml	180	4℃

操作步骤:

根据实验具体要求操作。加入合适的抗菌素和菌种进行培养。

注意事项:

注意无菌操作，尽量避免污染。为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。